

DOS K 85/1 flex

Dávkovací modul pro kanystr 5 l

pro automatické dávkování tekutých médií, s indikací prázdného stavu.



- Kontr. dávkování – vysoká bezpečnost procesu dle DIN EN ISO 15883
- Pro dávkování tekutého čisticího prostředku/neutral. prostředku
- 214 mm mm nasávací trubice pro 5 l kanystry s flexibilním uzávěrem
- Přest. sada nasáv. trubice pro kanystry 10–30 l u zákaz. servisu

EAN: 4002516365297 / Číslo materiálu: 11498920 / Číslo starého materiálu: 69747053D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktová kategorie	
Dávkovací systém	•
Produktové vlastnosti	
Rychlost čerpání v ml/60 s	55
Délka sací trubice v mm	214
Standardní elektrické připojení	
Počet fází	1
Nulový vodič	N
AC/DC	AC
Napětí ve V	200-230
Frekvence v Hz	50
Celkový příkon v kW	0,01
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	160
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	198
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	478
Hmotnost netto v kg	1,52
Hmotnost brutto v kg	1,74
Normy, zkušební a identifikační označení	
CE	•