

DKF 30-R

Regenerovatelný protipachový filtr Longlife AirClean
pro cirkulační odsavače par Miele DAD 4840 a DAD 4940.



EAN: 4002516382836 / Číslo materiálu: 11662830 / Číslo starého materiálu: 28996418EU1

- svěží a pachově neutrální vzduch v celé kuchyni
- s aktivním uhlím – účinně neutralizuje nepříjemné pachy z vaření
- Jednoduchá regenerace jednou za půl roku v pečící troubě
- Životnost 3 roky
- obsah: 2 filtry bez rámečku
- nízký odpor proudění díky speciálnímu provedení