

A 822

Adaptér

pro použití držáku A 814/1 v injektorových koších přístroje PWD 8531 a PWD 8532.



- pro použití v injektorovém koši APWD 061

EAN: 4002516428565 / Číslo materiálu: 11691970 / Číslo starého materiálu: 68682200D

| | |
|--|-------|
| Produktové zařazení | |
| Mycí a dezinfekční automaty | • |
| Zařazení přístroje | |
| PWD 8531 | • |
| PWD 8532 | • |
| Produktová kategorie | |
| Adaptér | • |
| Ostatní příslušenství | • |
| Produktové vlastnosti | |
| Materiál | Nerez |
| Barva | Nerez |
| Oblasti použití | |
| Příprava stomatologického instrumentária | • |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 16 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 20 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 20 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 12 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 120 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 170 |
| Hmotnost netto v kg | 0,01 |
| Hmotnost brutto v kg | 0,02 |