

A 317

Nástavec

pro optimální uložení 6 síťových košů.



- vybaveno 7 držáky (6 přihrádek)
- nastavitelný sklon pro různé konstrukční řady přístrojů

EAN: 4002516413875 / Číslo materiálu: 11710110 / Číslo starého materiálu: 68631700D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Zařazení přístroje	
PG 8528	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktová kategorie	
Nástavec na tácy/podnosy	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Počet přihrádek	6
Oblasti použití	
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava táců/podnosů	•
Kapacita	
Zásobníky/podnosy [počet]	6
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	142
Vnější rozměr, šířka netto v mm	154
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	465
Vnější rozměr, výška brutto v mm	220
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	205
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	510
Hmotnost netto v kg	0,83
Hmotnost brutto v kg	2,43