

A 813/1

Adaptér

pro optimální přípravu přenosových instrumentů externím sprejem.



- pro použití v horním koši A 105/1 a v koši APWD 061
- Dvoudílné, skládá se z horního a spodního dílu vč. příslušenství

EAN: 4002516432555 / Číslo materiálu: 11763880 / Číslo starého materiálu: 68681301D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktová kategorie	
Úložný díl, resp. adaptér pro násadce	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava stomatologického instrumentária	•
Kapacita	
Násadce [počet]	4
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	120
Vnější rozměr, šířka netto v mm	120
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	300
Vnější rozměr, výška brutto v mm	108
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	117
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	305
Hmotnost netto v kg	0,19
Hmotnost brutto v kg	1,00
Součásti balení	
E 362 zaslepovací šroub [počet]	3
Tryska se silikonovou hadicí [počet]	4