

APRI 314

Prodloužení stolu

pro více místa ke skládání a ukládání textilií na straně odběru.



- vhodné pro korytový mandl PRI 421

EAN: 4002516433545 / Číslo materiálu: 11776440 / Číslo starého materiálu: 59530314EU

<b>Produktové zařazení</b>	
Mandlování	•
<b>Zařazení přístroje/přísluř.</b>	
D 500-1750	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Stoly/příslušenství ke stolům	•
<b>Vlastnosti produktu</b>	
Elektrické připojení	OHNE
Materiál	Ocel.plech, pozink.,práškovaný
Barva	Ocelově šedá, Lotosově bílá
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	33
Vnější rozměr, šířka netto v mm	2152
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	145
Vnější rozměr, výška brutto v mm	160
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	2272
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	400
Hmotnost netto [kg]	7,00
Hmotnost brutto v kg	15,45