

CK/1 DIN 51

Klíč na kanystr

pro snadné otevírání kanystrů ProCare o objemu 5, 10 a 20 l.

EAN: 4002516480839 / Číslo materiálu: 11851600 / Číslo starého materiálu: 66990002EU1



Produktové zařazení	
ProCare	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	27
Vnější rozměr, šířka netto v mm	223
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	85
Vnější rozměr, výška brutto v mm	55
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	180
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	250
Hmotnost brutto v kg	0

- odolný ruční klíč s dlouhou životností
- snadné otevírání a zavírání kanystrů na média bez vynaložení síly
- oboustranně použitelný