

CK/1 DIN 51

Klíč na kanystry

pro snadné otevírání kanystrů ProCare o objemu 5, 10 a 20 l.



- odolný ruční klíč s dlouhou životností
- snadné otevírání a zavírání kanystrů na média bez vynaložení síly
- oboustranně použitelný

EAN: 4002516480839 / Číslo materiálu: 11851600 /

Číslo starého materiálu: 66990002EU1

| | |
|---|------|
| Produktové zařazení | |
| ProCare | • |
| Možnosti použití | |
| Snadné otevírání a zavírání kanystrů na média ProCare | • |
| Produktové vlastnosti | |
| Vysoce odolné s dlouhou životností | • |
| oboustranně použitelný | • |
| Rozměry a hmotnost | |
| Vnější rozměr, výška netto v mm | 27 |
| Vnější rozměr, šířka netto v mm | 223 |
| Vnější rozměr, hloubka netto v mm | 85 |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm | 55 |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm | 180 |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 250 |
| Hmotnost brutto v kg | 0,07 |