


APLW 511

Vozík

bez přihrádek, pro čištění laboratorního skla/laboratorních potřeb.



- Pro uložení nástavců a síťových misek
- Podle velikosti lze použít až 9 modulů
- lišty a příčky lze z části vyjmout

EAN: 4002516525974 / Číslo materiálu: 11852850 / Číslo starého materiálu: 69650300D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Vozík s modulovou spojkou	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Součást systému EasyLoad	•
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	534
Vnější rozměr, šířka netto v mm	636
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	790
Vnější rozměr, výška brutto v mm	800
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	720
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	860
Hmotnost netto v kg	20,16
Hmotnost brutto v kg	31,20