


APLW 215

Injektorový modul

pro optimální uložení velkoobjemových plastových lahví do 50 l.



- pro použití v úrovni 1
- vybaveno speciální mycí tryskou
- vybaveno přídržným rámem
- max. Ø lahve 380 mm
- výška lahve: od 560 mm do 620 mm
- Ø hrdla lahve: minimálně 30 mm vnitřní, maximálně 80 mm vnější

EAN: 4002516525981 / Číslo materiálu: 11853940 / Číslo starého materiálu: 69621500D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 7111	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Jiný nástavec/jiný modul	•
Modul na velkoobjemové laboratorní sklo	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Kapacita</b>	
Velkoobjemové laboratorní sklo [počet]	1
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	565
Vnější rozměr, šířka netto v mm	469
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	526
Vnější rozměr, výška brutto v mm	590
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	520
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	530
Hmotnost netto v kg	3,84
Hmotnost brutto v kg	5,14