

APLW 107

Koš

výškově nastavitelné, pro optimální uložení nástavců.



- pro použití v úrovních 2 až 4
- zepředu otevřený
- pro optimální uložení nástavců
- S vestavěným ostříkovacím ramenem
- rozměry pro osazení závisí na poloze a vložených koších

EAN: 4002516525998 / Číslo materiálu: 11854290 / Číslo starého materiálu: 69610700D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Produktová kategorie	
Lafeta/nosič koše	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Nastavitelná výška	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	151
Vnější rozměr, šířka netto v mm	559
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	594
Vnější rozměr, výška brutto v mm	180
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	575
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	650
Hmotnost netto v kg	3,39
Hmotnost brutto v kg	5,01