


APLW 152

Koš

pro uložení různých nástavců.



- pro použití v úrovni 1
- osazovací výška závisí na dalších vložených koších
- rozměry pro osazení: šířka 507 mm, hloubka 545 mm

EAN: 4002516526001 / Číslo materiálu: 11854310 / Číslo starého materiálu: 69615200D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Produktová kategorie	
Lafeta/nosič koše	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	180
Vnější rozměr, šířka netto v mm	559
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	568
Vnější rozměr, výška brutto v mm	180
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	570
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	625
Hmotnost netto v kg	2,33
Hmotnost brutto v kg	3,41