


APLW 106

Koš

pro optimální uložení injektorových modulů nebo nástavců.



- pro použití v úrovních 1 až 4
- koš se dvěma přípojkami modulů
- Pro uložení až 2 injektorových modulů nebo nástavců
- Automatické uzavření přípojky, když se nepoužívá
- rozměry pro osazení závisí na poloze a vložených koších

EAN: 4002516524717 / Číslo materiálu: 11854610 / Číslo starého materiálu: 69610600D

<b>Produktové zařazení</b>	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Koš s modulovou spojkou	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Součást systému EasyLoad	•
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	151
Vnější rozměr, šířka netto v mm	559
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	621
Vnější rozměr, výška brutto v mm	175
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	570
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	630
Hmotnost netto v kg	3,05
Hmotnost brutto v kg	3,75