

KKF-FS

Startovací sada pro filtr Active AirClean.
Proti nepříjemným pachům v chladničce.

EAN: 4002516468165 / Číslo materiálu: 11882380 /
Číslo starého materiálu: 36996049EU1



- Pro optimální skladování potravin v prostředí s neutrálním zápachem
- Inovativní kombinace účinných látek: aktivní uhlí s chitosanem
- obsahuje nasazovací lištu, kryt a 2 filtry Active AirClean
- při výměně měňte vždy oba filtry (obj. č. 07236280)
- Doporučená výměna: cca každých 6 měsíců