

WA UC 1501 L

Tekutý prací prostředek UltraColor 1,5 l

vysoce účinný tekutý prací prostředek na barevné a černé textilie.

EAN: 4002516531531 / Číslo materiálu: 11979380 / Číslo starého materiálu: 11997231EU5



- Vynikající schopnost odstraňování skvrn i při nízkých teplotách
- obsahuje 7 enzymů pro výjimečnou čistotu
- lahev ze 100 % recyklovaného plastu – z lásky k přírodě
- Color Protect pro dlouhodobou intenzitu barev
- bez mikroplastů a dobře biologicky odbouratelné
- dlouhotrvající svěžest díky vůni Miele Aqua