

APLW DS7111

Sada k dodatečnému vybavení dávkování tekutého prostředku k rozšíření PLW 7111 o 3. dávkovací čerpadlo.



- dodatečná montáž servisní službou
- Pro použití dodatečné procesní chemie
- je možné vestavět maximálně dvě sady k doplňkové montáži

EAN: 4002516648697 / Číslo materiálu: 11993930 / Číslo starého materiálu: 69242001D

Produktové zařazení	
Laboratorní myčky SlimLine	•
Zařazení přístroje	
PLW 7111	•
PLW 7111 [Safety]	•
Produktová kategorie	
Přestavná sada	•
Dávkovací systém	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Zelená, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava ochranných dýchacích masek	•
Příprava nosného rámu pro dýchací přístroj	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	95
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	170
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	550
Hmotnost netto v kg	0,42
Hmotnost brutto v kg	0,64