

APLW DS7111

Sada k dodatečnému vybavení

dávkování tekutého prostředku pro PLW 7111 k rozšíření o dávkovací čerpadlo.

EAN: 4002516648697 / Číslo materiálu: 11993930 / Číslo starého materiálu: 69242001D



- dodatečná montáž servisní službou
- Pro použití dodatečné procesní chemie

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 7111 [Safety]	•
Produktová kategorie	
Přestavná sada	•
Dávkovací systém	•
Vlastnosti produktu	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Zelená, Černá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava odměrných válců	•
Příprava plicní automatiky	•
Příprava ochranných dýchacích masek	•
Příprava nosného rámu pro dýchací přístroj	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0
Vnější rozměr, výška brutto v mm	95
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	170
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	550
Hmotnost netto v kg	0,40
Hmotnost brutto v kg	0,57