

WA CCO 0603 L

Caps Collection

Balení s různými druhy kapslí (6 ks). EasyOpen.

EAN: 4002516547778 / Číslo materiálu: 12014180 / Číslo starého materiálu: 11997223EU6



- CottonRepair pro oživení textilií
- Speciální prací prostředek pro peří, vlnu a sportovní oblečení
- Booster odstraňovač skvrn s nejvyšší účinností
- Aviváž Aqua pro svěží vůni prádla
- nádobky ze 100 % recyklovaného plastu – z lásky k přírodě
- na 6 použití – vhodné pro všechny typy praček