

FA DF 152 L  
Flakón s vůní DryFresh™ 12,5 ml  
na 50 cyklů sušení.



EAN: 4002516561149 / Číslo materiálu: 12026920 / Číslo starého materiálu: 11997235EU4

- s technologií Freshplex™ k neutralizaci nepříjemných pachů
- Dodá suchému prádlu svěžest v programu „Provětrání“
- Nádherně voňavé prádlo – zcela bez aviváže
- Může se kombinovat s jinými flakóny s vůněmi Miele
- pro sušičky a skříň pro péči o prádlo Miele s funkcí FragranceDos