

APWD 325

Nástavec

pro přípravu hadic dentálních sedačnických systémů na ražský plyn.



- současně je možná příprava až 5 sad dvojitých hadic
- se sadou adaptérů pro bezpečné připojení k injektorovému systému
- spolehlivé vyčištění hadic zevnitř i zvenku a usušení
- možná paralelní příprava patientských masek v síťové misce E 146
- získá velké kapacity pro další instrumentárium na šarži

EAN: 4002516610908 / Číslo materiálu: 12036420 / Číslo starého materiálu: 68632500D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Jiný nástavec	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Silikon
Barva	Nerez, Šedá
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava různých pomůcek	•
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	132
Vnější rozměr, šířka netto v mm	324
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	379
Vnější rozměr, výška brutto v mm	160
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	335
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	380
Hmotnost netto v kg	2,23
Hmotnost brutto v kg	2,62