


APLW 214 Set LAB

Sada koše

pro přípravu laboratorního skla s využitím injektorových trysek a nástavců.



- k uložení 36 ks úzkohrdlého a dalšího laboratorního skla
- součásti: horní koš A 101 a spodní koš A 150
- s nástavcem A 11/2 a 2 moduly A 301/5
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516585169 / Číslo materiálu: 12036820 / Číslo starého materiálu: 69621400D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8504	•
Produktová kategorie	
Nástavec/modul pro úzkohrdlé sklo	•
Horní koš	•
Spodní koš	•
Ostatní příslušenství	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Úzkohrdlé sklo [počet]	36
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	1
Vnější rozměr, šířka netto v mm	1
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	1
Vnější rozměr, výška brutto v mm	450
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	560
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	590
Hmotnost netto v kg	10,33
Hmotnost brutto v kg	13,75