

KWF 1000

IntensiveClear

Vodní filtr s aktivním uhlím pro MasterCool F 1xxx/F 2xx1/KF 1xxx/KF 2xx1

EAN: 4002516578710 / Číslo materiálu: 12073630 / Číslo starého materiálu: 38996034EU4



- pro výrazně lepší kvalitu vody
- dopřejte si čistou vodu a kostky ledu s neutrální chutí
- filtruje z kohoutkové vody nečistoty a pachové látky
- pro zachování výkonnosti filtr každých 6 měsíců vyměňujte