

WA SP 1501 L

Sport 1,5 l

perfektní na sportovní a funkční oblečení.

EAN: 4002516600268 / Číslo materiálu: 12111990 / Číslo starého materiálu: 11997255EU5



- hygienická čistota a dlouhotrvající svěžest
- Zachovává prodyšnost textilií
- neutralizuje nepříjemné pachy
- pečuje o vlákna: pro dlouhý život oblečení a stálý tvar
- lahev ze 100 % recyklovaného plastu – z lásky k přírodě
- recyklovatelná láhev, externě otestováno a potvrzeno