

## Set UltraColor & WoolCare

Akční sada UltraColor a WoolCare za zvýhodněnou cenu  
součástí je 2x UltraColor a 2x WoolCare.

EAN: 4002516638964 / Číslo materiálu: 12144750 / Číslo starého materiálu: 11997264EU5



- perfektní kombinace odstraňování skvrn a jemné péče o vlákna
- bez mikroplastů a dobře biologicky odbouratelné
- lahev ze 100 % recyklovaného plastu – z lásky k přírodě
- recyklovatelná láhev, externě otestováno a potvrzeno
- Jednoduše perfektní praní. S Miele.