

APLW 870

Souprava injektorových trysek
s podložkou, pro čištění sedimentačních nádob (odměrných válců).



- sada se skládá z 4 speciálních trysek s držáky
- maximální průměr 120 mm, maximální výška 470 mm
- pro použití se samostatně dostupným injektorovým modulem A 300/2
- pro použití se samostatně dostupným injektorovým modulem A 300/3
- Pro použití se samostatně dostupným injektorovým modulem A 620
- Součást systému EasyLoad

EAN: 4002516638124 / Číslo materiálu: 12151110 / Číslo starého materiálu: 69687000D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Součást systému EasyLoad	•
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Kapacita	
Odměrné válce [počet]	4
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	85
Vnější rozměr, šířka netto v mm	175
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	290
Vnější rozměr, výška brutto v mm	100
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	180
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	300
Hmotnost netto v kg	0,39
Hmotnost brutto v kg	0,56