

APLW 839
Držák
pro upevnění kyslíkových lahví.



- obsah: 2 držáky pro upevnění kyslíkové lahve
- pro použití v nástavci APLW 636

EAN: 4002516652045 / Číslo materiálu: 12230180 / Číslo starého materiálu: 69683900D

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
Produktová kategorie	
Držák	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava kyslíkových lahví	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	150
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	200
Hmotnost netto v kg	0,50
Hmotnost brutto v kg	0,52