

APLW 636

Nástavec

pro optimální uložení nosných rámu pro dýchací přístroje a kyslíkových lahví.

EAN: 4002516697404 / Číslo materiálu: 12230220 / Číslo starého materiálu: 69663600D



- pro přípravu až 4 nosných rámu pro dýchací přístroje
- pro přípravu až 4 kyslíkových lahví
- možnost společné přípravy
- natlakování možné pomocí malých sterilizačních lahví
- flexibilní možnosti naplnění
- Lze používat ve vozíku A 500

Produktové zařazení	
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8615 [Safety]	•
PLW 8616 [Safety]	•
PLW 8617 [Safety]	•
Produktová kategorie	
Nástavec na nosný rám pro dýchací přístroj	•
Nástavec na kyslíkové lahve	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava nosného rámu pro dýchací přístroj	•
Příprava kyslíkových lahví	•
Kapacita	
Lahve na stlačený vzduch [počet]	4
Nosné rámy pro dýchací přístroje s lahví na stlačený vzduch [počet]	2
Nosné rámy pro dýchací přístroje [počet]	4
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	460
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	620
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	780
Hmotnost netto v kg	13,56
Hmotnost brutto v kg	13,56