

PKF-RO/1

Aktivní uhlíkový filtr

pro ochranu membrán zařízení reverzní osmózy.

EAN: 4002516691655 / Číslo materiálu: 12295400 / Číslo starého materiálu: 67809802D



Produktové zařazení	
Tankové myčky	•
Zařazení přístroje	
PTD 701	•
PTD 702	•
Produktová kategorie	
Úprava vody	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	95
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	95
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	285
Hmotnost netto v kg	0,49
Hmotnost brutto v kg	0,58

- Odstraňuje chuťové látky, pachové látky, zakalení a chlor
- Rozsah průtoku: 0–300 l/h
- Pracovní tlak: 1–6 barů. Max. pokles tlaku: 40 kPa
- Teplota vody: 4–35 °C
- Maximální životnost: 1 rok nebo 40 m³ přefiltrované vody