

LAC/LONGFEED30

Prodloužený vkládací stůl

s pásy v délce 30 cm, pro přesné vkládání textilu do mandlu.



EAN: 4002516728870 / Číslo materiálu: 12402000 / Číslo starého materiálu: 59535055EU

Produktové zařazení	
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•