


LAC/SSTRAYLONGFEED

Odkládací vana

pro přípravu prádla při prodlouženém vkládacím stole.



- pro rovnoměrné a plynulé vkládání prádla
- Z kvalitní nerez oceli

EAN: 4002516728887 / Číslo materiálu: 12402010 / Číslo starého materiálu: 59535056EU

Produktové zařazení	
Mandlování	•
Zařazení přístroje/příslušenství	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 500-3500	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 600-3500	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
D 800-3500	•
Produktová kategorie	
Ostatní příslušenství	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	0
Vnější rozměr, šířka netto v mm	0
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	0