

APLW 883

Sada k dodatečnému vybavení

dopl. mem. dávk. čerpadlo a nasávací trubice, int. kanystry 5–10 l pro PLW 8636.



- pro kanystry na média 5–10 l v dávkovací zásuvce
- nasávací trubice má funkci automatického rozpoznání prázdného stavu
- montáž provádí servisní služba

EAN: 4002516744603 / Číslo materiálu: 12426680 /

Číslo starého materiálu: 69688300D

Produktové zařazení

Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Čisticí přístroje pro průmyslové čištění dílů

•

Zařazení přístroje

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

Produktová kategorie

Přestavná sada

•

Dávkovací systém

•

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška brutto v mm

125

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

165

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

350

Hmotnost netto v kg

0,79

Hmotnost brutto v kg

0,95