

APLW 884

Sada k dodatečnému vybavení

dopl. mem. dávk. čerpadlo a nasávací trubice, ext. kanystry 5–10 l pro PLW 8636.

EAN: 4002516745518 / Číslo materiálu: 12426740 / Číslo starého materiálu: 69688400D



Produktové zařazení

Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Čisticí přístroje pro průmyslové čištění dílů

•

Zařazení přístroje

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

Produktová kategorie

Přestavná sada

•

Dávkovací systém

•

- pro kanystry na média 5–10 l umístěné mimo přístroj
- nasávací trubice má funkci automatického rozpoznání prázdného stavu
- montáž provádí servisní služba