


APLW 886

Sada k dodatečnému vybavení

pro kontrolu dávkování pomocí oválného průtokoměru k montáži do myčky PLW 8636.

EAN: 4002516745433 / Číslo materiálu: 12426910 / Číslo starého materiálu: 69688600D



- přesnější měření množství oválným průtokoměrem
- montáž provádí servisní služba

Produktové zařazení

Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Čisticí přístroje pro průmyslové čištění dílů

•

Zařazení přístroje

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

Produktová kategorie

Přestavná sada

•

Dávkovací systém

•

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška brutto v mm

80

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

95

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

110

Hmotnost netto v kg

0,03

Hmotnost brutto v kg

0,08