

APLW 887

Sada k dodatečnému vybavení

doplňková nasávací trubice, pro externí kanystry 10–20 l k montáži do PLW 8636.

EAN: 4002516745082 / Číslo materiálu: 12426920 / Číslo starého materiálu: 69688700D



Produktové zařazení

Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř

•

Čisticí přístroje pro průmyslové čištění dílů

•

Zařazení přístroje

PLW 8636 [IPC]

•

PLW 8636 [LAB/LAB MON]

•

Produktová kategorie

Přestavná sada

•

Dávkovací systém

•

- pro kanystry na média 10–20 l umístěné mimo přístroj
- nasávací trubice má funkci automatického rozpoznání prázdného stavu
- montáž provádí servisní služba