

A 315/1

Modul

pro zvýšení kapacity a přípravu dutého instrumentária.



- Růst kapacity injektorů z 22 na 44 kusů
- Lze použít ve všech spodních koších A 151 na trhu
- Lze použít všechny běžné dentální a ORL adaptéry a příslušenství

EAN: 4002516881186 / Číslo materiálu: 12531630 / Číslo starého materiálu: 69631501D

Produktové zařazení

Mycí a dezinfekční automaty

•

Mycí a dezinfekční automaty, medicína

•

Zařazení přístroje

PG 8581

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8591

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 C

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Produktová kategorie

Nástavec na ORL instrumentárium

•

Nástavec/modul pro stomatologické instrumentárium

•

Jiný nástavec/jiný modul

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez, Plast

Barva

Nerez, Černá

Možnost použití centrálního filtru

•

Oblasti použití

Příprava ORL instrumentária

•

Příprava stomatologického instrumentária

•

Příprava dutého instrumentária

•

Kapacita

ORL instrumentárium [počet]

22

Násadce [počet]

22

Savičky [počet]

22

Duté instrumentárium [počet]

22

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška brutto v mm

165

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

505

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

550

Hmotnost netto v kg

2,90

Hmotnost brutto v kg

3,66

Součásti balení

A 838 Sada klíčů [počet]

1