

DV1 DIN51

Vypouštěcí kohout

pro snadné plnění tekutých prostředků ProCare.



- snadné, rychlé a čisté dávkování
- šroubovací uzávěr DIN 51 pro kanystry na média ProCare o objemu 5 a 10 l
- páčka s lehkým chodem pro možnost snadné obsluhy

EAN: 4002516815440 / Číslo materiálu: 12594480 / Číslo starého materiálu: 59713001V1

Produktové zařazení	
ProCare	•
Možnosti použití	
Snadné plnění tekutých prostředků ProCare	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	150,00
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	62
Vnější rozměr, šířka netto v mm	98
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	66
Vnější rozměr, výška brutto v mm	12
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	100
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	150
Hmotnost brutto v kg	0