

XKM 3200 WL LMD86

Komunikační modul pro přístroje generace PLW/PWD 868x nebo 869x
pro ExpertLine k připojení na Miele MOVE, Segosoft a jiný dokumentační software.

EAN: 4002516866527 / Číslo materiálu: 12611070 / Číslo starého materiálu: 68822104D



- Moderní připojení k Miele MOVE
- Zabezpečený přenos přes Ethernet
- rozhraní REST s poskytováním dat ve formátu JSON
- Flexibilní provoz v lokální síti
- v přístroji se ukládá posledních 30 procesních protokolů

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Mycí a dezinfekční automaty, jednotky hasiči a záchranné služby	•
Zařazení přístroje	
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 C	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Procesní/provozní dokumentace/komunikace	•
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Příprava laboratorního skla	•
Příprava anesteziologického instrumentária	•
Příprava MIC instrumentária	•
Příprava oftalmologického instrumentária	•
Příprava robotického instrumentária	•
Příprava gynekologického instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava operační obuvi	•
Příprava mís	•
Příprava emitních misek	•
Příprava kojeneckých lahví	•
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava dutého instrumentária	•
Příprava medulárních hřebů/vrtáků	•
Příprava táců/podnosů	•
Příprava síťových misek	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Plast
Barva	Šedá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	40
Vnější rozměr, šířka netto v mm	90
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	110
Vnější rozměr, výška brutto v mm	105
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	165
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	210

XKM 3200 WL LMD86

Komunikační modul pro přístroje generace PLW/PWD 868x nebo 869x
pro ExpertLine k připojení na Miele MOVE, Segosoft a jiný dokumentační software.

EAN: 4002516866527 / Číslo materiálu: 12611070 / Číslo starého materiálu: 68822104D



Hmotnost netto v kg	0,18
Hmotnost brutto v kg	0,46