

APFD 203

Nástavec

pro optimální uložení nosného rámu pro dýchací přístroj.



EAN: 4002516854197 / Číslo materiálu: 12615470 / Číslo starého materiálu: 67020302D

Produktové zařazení	
Myčky s přívodem čerstvé vody	•
Zařazení přístroje	
PG 8063	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
Produktová kategorie	
Nástavec na nosný rám pro dýchací přístroj	•
Kapacita	
Nosné rámy pro dýchací přístroje [počet]	1

- k bezpečnému uložení nosného rámu pro dýchací přístroj