

A 100

Horní koš

pro optimální uložení injektorových modulů nebo nástavců.



- Horní koš s dvěma přípojkami modulů
- Pro uložení až 2 injektorových modulů nebo nástavců
- Automatické uzavření přípojky, když se nepoužívá
- Osazovací výška s modulem s plastovou opěrou činí 190 mm
- Rozměry pro osazení: šířka 489, délka 440 mm

EAN: 4002516841296 / Číslo materiálu: 12642640 / Číslo starého materiálu: 69610002D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
Produktová kategorie	
Koš s modulovou spojkou	•
Horní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Oblasti použití	
Příprava pipet/ampulí	•
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	170
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	555
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	565
Hmotnost netto v kg	2,92
Hmotnost brutto v kg	3,56