


A 102

Horní koš

výškově nastavitelné, pro optimální uložení nástavců.



- Osaz. výška 205 +/-30 mm, os. šířka 475 mm, os. hloubka 443 mm
- S vestavěným ostřikovacím ramenem


EAN: 4002516855262 / Číslo materiálu: 12645600 / Číslo starého materiálu: 69610201D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Lafeta/nosič koše	•
Horní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava gynekologického instrumentária	•
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Příprava operační obuvi	•
Příprava mís	•
Příprava emitních misek	•
Příprava operačního instrumentária	•
Kapacita	
Sítové misky DIN [počet]	2
Sítové misky SPRI [počet]	1
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	206
Vnější rozměr, šířka netto v mm	528
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	527
Vnější rozměr, výška brutto v mm	230
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	545

A 102

Horní koš

výškově nastavitelné, pro optimální uložení nástavců.



EAN: 4002516855262 / Číslo materiálu: 12645600 / Číslo starého materiálu: 69610201D

Hmotnost netto v kg

3,04

Hmotnost brutto v kg

3,78