

U 403

Koš

pro optimální mytí příborů.



- Dno s malými otvory
- Také na zmrzlinové poháry
- Bez nástavců na příbory

EAN: 4002516854500 / Číslo materiálu: 12654520 /
Číslo starého materiálu: 67640302D

Produktové zařazení	
Tankové myčky	•
Zařazení přístroje	
PG 8164	•
PTD 701	•
Produktová kategorie	
Koš na příbory	•
Koš na hrnce/mísy atd.	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Drát, potažený Rilsanem
Barva	Bílá
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	180
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	520
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	1,85
Hmotnost brutto v kg	2,88