


U 506
Koš
pro optimální uložení talířů.



- S 8 řadami pro různě velké talíře
- Možnost nastavení toulce na příbory E 167
- rozteč držáků 54 mm

EAN: 4002516854753 / Číslo materiálu: 12655880 / Číslo starého materiálu: 67650602D

Produktové zařazení

Myčky s přívodem čerstvé vody

•

Tankové myčky

•

Tankové myčky, průchozí

•

Zařazení přístroje

G 8066

•

PG 8041

•

PG 8043

•

PG 8045

•

PG 8055

•

PG 8055 U

•

PG 8056

•

PG 8056 U

•

PG 8057 TD

•

PG 8057 TD U

•

PG 8058

•

PG 8058 U

•

PG 8059

•

PG 8059 U

•

PG 8060

•

PG 8061

•

PG 8061 U

•

PG 8165

•

PG 8166

•

PG 8169

•

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

PG 8096

•

PG 8096 U

•

PG 8099

•

PG 8099 U

•

PFD 400

•

PFD 400 U

•

PFD 401

•

PFD 401 U

•

PFD 402

•

PFD 402 U

•

PFD 404

•

PFD 404 U

•

PFD 405

•

PFD 405 U

•

PFD 407

•

PFD 407 U

•

PFD 408 U

•

PTD 702

•

PTD 703

•


PTD 704

•

U 506

Koš

pro optimální uložení talířů.



EAN: 4002516854753 / Číslo materiálu: 12655880 / Číslo starého materiálu: 67650602D

Produktová kategorie	
Koš na talíře	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Drát, potažený Rilsanem
Barva	Bílá
Počet řad	8
Vzdálenost mezi příčkami v mm	54
Kapacita	
Talíře do Ø 200 mm [počet]	16
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	180
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	520
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	2,08
Hmotnost brutto v kg	3,11