


U 600
Držák koše
pro optimální uložení EN nádob s rozměry 400 × 600 mm.



EAN: 4002516854425 / Číslo materiálu: 12663050 /
Číslo starého materiálu: 67660002D

Produktové zařazení	
Tankové myčky	•
Zařazení přístroje	
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PTD 704	•
Produktová kategorie	
Lafeta/nosič koše	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	180
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	520
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	610
Hmotnost netto v kg	1,72
Hmotnost brutto v kg	2,78