

E 168

Příborový koš  
pro optimální uložení příborů.



- Lze použít pro bistro koš U 407
- 4 přihrádek

EAN: 4002516854401 / Číslo materiálu: 12663110 / Číslo starého materiálu: 67616802D

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| <b>Produktové zařazení</b>         |                         |
| Tankové myčky                      | •                       |
| <b>Zařazení přístroje</b>          |                         |
| PG 8164                            | •                       |
| PTD 701                            | •                       |
| <b>Produktová kategorie</b>        |                         |
| Nástavec na příbory                | •                       |
| <b>Produktové vlastnosti</b>       |                         |
| Materiál                           | Drát, potažený Rilsanem |
| Barva                              | Bílá                    |
| Počet přihrádek                    | 4                       |
| <b>Rozměry a hmotnost</b>          |                         |
| Vnější rozměr, výška brutto v mm   | 85                      |
| Vnější rozměr, šířka brutto v mm   | 150                     |
| Vnější rozměr, hloubka brutto v mm | 275                     |
| Hmotnost netto v kg                | 0,49                    |
| Hmotnost brutto v kg               | 0,61                    |