


KT 500

pro uložení košů s vnějšími rozměry do 50 × 50 cm.



- Nutné pro PG 8172 se starými stoly Miele (G 720/21)
- Držák koše se používá místo standardního držáku koše

EAN: 4002516854333 / Číslo materiálu: 12663120 / Číslo starého materiálu: 67850003D

Produktové zařazení	
Tankové myčky, průchozí	•
Zařazení přístroje	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Produktová kategorie	
Lafeta/nosič koše	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	120
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	620
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	815
Hmotnost netto v kg	2,62
Hmotnost brutto v kg	4,16