

KTU 530

Přestavná sada

pro uložení košů s vnějšími rozměry do 53 × 53 cm.



- Skládá se ze 2 držáků z nerez oceli
- Pro přizpůsobení standardního držáku koše myčky v PG 8172

EAN: 4002516854883 / Číslo materiálu: 12663420 /

Číslo starého materiálu: 67853005D

Produktové zařazení

Tankové myčky, průchozí

•

Zařazení přístroje

PG 8172

•

PG 8172 Eco

•

PTD 901

•

Produktová kategorie

Lafeta/nosič koše

•

Přestavná sada

•

Produktové vlastnosti

Materiál

Nerez

Barva

Nerez

Rozměry a hmotnost

Vnější rozměr, výška brutto v mm

100

Vnější rozměr, šířka brutto v mm

150

Vnější rozměr, hloubka brutto v mm

750

Hmotnost netto v kg

0,85

Hmotnost brutto v kg

1,10