


A 103  
Horní koš  
pro optimální uložení nástavců.



- osazovací výška: 95 mm, šířka 505 mm, hloubka 472 mm
- Obzvláště vhodné pro přípravu síťových misek DIN
- Také vhodné pro další použití s nízkými výškami mytých předmětů
- lze použít v kombinaci s vozíkem A 202
- S vestavěným ostříkovacím ramenem

EAN: 4002516855040 / Číslo materiálu: 12664750 / Číslo starého materiálu: 69610302D

<b>Produktové zařazení</b>	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
<b>Zařazení přístroje</b>	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 8683 [Safety]	•
PLW 8693 [Safety]	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktová kategorie</b>	
Lafeta/nosič koše	•
Horní koš	•
<b>Produktové vlastnosti</b>	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Maximální výška osazení v mm	95
<b>Oblasti použití</b>	
Příprava laboratorního skla	•
Příprava operační obuvi	•
Příprava operačního instrumentária	•
Příprava síťových misek	•
Příprava různých pomůcek	•
<b>Kapacita</b>	
Sítové misky DIN [počet]	2
Sítové misky SPRI [počet]	1
<b>Rozměry a hmotnost</b>	
Vnější rozměr, výška netto v mm	133
Vnější rozměr, šířka netto v mm	528
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	528
Vnější rozměr, výška brutto v mm	170
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	545
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	560
Hmotnost netto v kg	4,18
Hmotnost brutto v kg	4,64