


A 104

Horní koš

pro optimální uložení instrumentária MIC, artroskopie a urologie.



- Pravá strana pro uložení 11 dutých instrumentů
- Dodatečná připojovací místa Luer-Lock pro duté instrumenty

EAN: 4002516854807 / Číslo materiálu: 12664810 / Číslo starého materiálu: 69610401D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktová kategorie	
Koš na MIC instrumentarium	•
Injektorový koš	•
Horní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez
Barva	Nerez
Oblasti použití	
Příprava MIC instrumentária	•
Kapacita	
Sítové misky DIN [počet]	1
Duté instrumentarium [počet]	11
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	332
Vnější rozměr, šířka netto v mm	528
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	526
Vnější rozměr, výška brutto v mm	420
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	533
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	594
Hmotnost netto v kg	4,86
Hmotnost brutto v kg	6,89
Součásti balení	
E 442 mycí pouzdro, Ø 11 mm, délka 121 mm, s víčkem Ø 6 mm [počet]	2
E 448 silikonová hadice s adaptérem Luer-Lock samičím [počet]	2
E 452 injektorová tryska 2,5 x 60 mm [počet]	1
E 453 injektorová tryska 4 x 110 mm s přidržovací svorkou [počet]	1
E 454 injektorová tryska pro pouzdra trokarů 10–15 mm [počet]	1