


A 105/1

Horní koš

výškově nastavitelné, bez injektor. trysek, pro uložení různého instrumentária.



- Pravá strana: 22 injektorových míst
- Levá strana volná pro uložení nástavců
- Aktivní vnitřní sušení dutého instrumentária
- Aktivní vnitřní sušení ručních a mikromotorových násadců
- filtrační trubice A 800 použitelná v obou injektorových lištách

EAN: 4002516854814 / Číslo materiálu: 12664820 / Číslo starého materiálu: 69610502D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty	•
Mycí a dezinfekční automaty, medicína	•
Zařazení přístroje	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktová kategorie	
Injektorový koš	•
Horní koš	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Černá
Možnost použití centrálního filtru	•
Oblasti použití	
Příprava ORL instrumentária	•
Příprava stomatologického instrumentária	•
Kapacita	
Násadce [počet]	22
Duté instrumentárium [počet]	22
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška brutto v mm	220
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	540
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	540
Hmotnost netto v kg	4,87
Hmotnost brutto v kg	5,56
Součásti balení	
A 838 Sada klíčů [počet]	1