

A 847

Injektorová tryska
s opěrkou, pro čištění Erlenmeyerových baněk.



- pro Erlenmeyerovy baňky do 5 l
- Délka trysky: 127 mm
- Ø trysky: 10 mm, Ø uložení: 142 mm
- Vhodné pro modul A 313 a A 612

EAN: 4002516855101 / Číslo materiálu: 12665110 / Číslo starého materiálu: 69684701D

Produktové zařazení	
Mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Velkokapacitní mycí a dezinfekční automaty, laboratoř	•
Zařazení přístroje	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktová kategorie	
Injektorová tryska	•
Produktové vlastnosti	
Materiál	Nerez, Plast
Barva	Nerez, Šedá
Oblasti použití	
Příprava laboratorního skla	•
Rozměry a hmotnost	
Vnější rozměr, výška netto v mm	170
Vnější rozměr, šířka netto v mm	249
Vnější rozměr, hloubka netto v mm	35
Vnější rozměr, výška brutto v mm	70
Vnější rozměr, šířka brutto v mm	180
Vnější rozměr, hloubka brutto v mm	260
Hmotnost netto v kg	0,13
Hmotnost brutto v kg	0,22